



Vuoteensuojaus



Abri-Soft . Abri-Bed - Abri-Cell . Abri-Clinic




Vuoteensuojaus

Abenan vuoteensuojauskonsepti on kehitetty tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, hoitohenkilöstön ja omien sairaanhoidon asiantuntijoidemme kanssa. Tuotteet ovat luonteva osa Abenan sairaaloille, klinikoille, hoitolaitoksille, kotihoitoon ja apteekkeille tarjoamaa kokonaisvaltaista tuotevalikoimaa.

Abenan vuoteensuojaustuotteet sopivat hyvin erilaisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi haavojen hoitoon, verinäytteenottoon ja kipsin vaihtoon.

Vuoteensuojausvalikoimaan kuuluu sekä kertakäyttöisiä että pestäviä tuotteita.

- Vuoteiden ja istuimien suojaus ohivuodoilta
- Suojaus eri toimenpiteiden aikana
- Suojaus akuuteissa tapauksissa.





Abena ja ympäristö

- Vuoteensuojaustuotteet on suunniteltu siten, että niiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni.
- Optimoidut pakkaukset ja logistiikka takaavat pienemmän jättemäärän ja alemmat hiilidioksidipäästöt.
- Tuotteissa ja pakkauksissa käytetty paperi, pahvi ja muovi ovat kierrätettäviä.
- Abenalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.
- Abena noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita.



QUALITY SYSTEM
DS/EN
ISO 9001

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
DS/EN
ISO 14001

Abenan vuoteensuojauskonseptin edut

- Useita imukykyluokkia
- Miellyttävä loppukäyttäjille
- Erittäin kestävä – alentaa kokonaiskustannuksia
- Laaja valikoima, josta löytyy oikea tuote jokaiseen tarpeeseen
- Oikeaan käyttöön opastava pakkaus
- Logistisesti optimoidut pakkaukset




Kertakäyttöinen Abri-Soft

- Kattava valikoima erikokoisia kertakäyttöisiä vuodesuojia eri imukykyluokissa
- Sisäkerros selluloosamassaa tai selluloosamassaa ja superabsorbenttia (SAP)
- Kosteudenpitävä alapuoli (PE-kalvo) ja saumatut reunat estävät ohivuodot
- Helppo hävittää käytön jälkeen – ei pyykkiä
- Värikoodi ilmaisee vuodesuojan tyylin



■ Abri-Soft Eco, vuodesuoja, selluloosamassa, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
254116	Eco	40x60	600 ml	60/240
254117	Eco	60x60	700 ml	60/240
254118	Eco	60x90	1000 ml	30/120

ABRI-SOFT



Kertakäyttöinen Abri-Soft

■ Abri-Soft Basic, vuodesuoja, selluloosamassa, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
4116	Basic	40x60	750 ml	60/240
4117	Basic	60x60	1 000 ml	60/240
4118	Basic	60x90	1 400 ml	30/120

ABRI-SOFT CE 

■ Abri-Soft Classic, vuodesuoja, selluloosamassa, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
4115	Classic	40x60	900 ml	60/240
4119	Classic	60x60	1 300 ml	25/100
254124	Classic	60x60	1 300 ml	10/80
4122	Classic	60x75	1 700 ml	30/120
254125	Classic	60x75	1 700 ml	10/80
4123	Classic	60x90	2 100 ml	25/100

ABRI-SOFT CE 


■ Abri-Soft Excellent, vuodesuoja, selluloosamassa, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
4109	Excellent	60x90	2 600 ml	20/80

ABRI-SOFT CE

■ Abri-Soft Superdry, vuodesuoja, selluloosamassa, kuitukangas, PE, SAP



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Läpät	Kpl pkt/ltk
254115	Superdry	40x60	700 ml	Ei	60/240
254119	Superdry	60x60	1 000 ml	Ei	60/240
254123	Superdry	60x90	1 500 ml	Ei	30/120
254114	Superdry	70x180	1 750 ml	Kyllä	30/60

ABRI-SOFT CE   

Pestävä Abri-Soft

- Laaja valikoima pestäviä vuodesuojia, jotka on valmistettu PU- tai PVC-muovista
- Pehmeä päällyskerros on polyesteriä
- Vuodesuojissa on pyöristetyt reunat, saatavilla myös läpillä tai kahvoilla varustettuina
- Pesulämpötila 95° C, keskilämmin rumpukuivaus
- Kestää yli 300 pesukertaa
- Ainutlaatuinen pintarakenne takaa, etteivät kerrokset kutistu pesussa eri tahtiin
- Yksittäispakattu



■ Abri-Soft, vuodesuoja, PU, polyesteri, viskoosi



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Läpät	Kpl pkt/ltk
407300	 Pestävä	85x90	2 500 ml	Ei	1/30
407400	 Pestävä	85x90	2 500 ml	Kyllä	1/30
4172	 Pestävä	75x85	2 000 ml	Ei	1/36
4173	 Pestävä	75x85	2 000 ml	Kyllä	1/36
4174	 Pestävä	75x85	2 000 ml	Kahvat	1/36
407500	 Pestävä	75x85	1 000 ml	Ei	40/40

ABRI♦SOFT 

■ Abri-Soft, vuodesuoja, PVC, polyesteri, viskoosi



Art. no.	Tuote	Koko [cm]	Imukyky	Läpät	Kpl pkt/ltk
407100	 Pestävä	85x90	2 500 ml	Ei	1/30
407200	 Pestävä	85x90	2 500 ml	Kyllä	1/30

ABRI♦SOFT 

Kertakäyttöinen Abri-Bed

- Kattava valikoima kertakäyttöisiä suojalakanoita, jotka on valmistettu PE-muovista, pehmopaperista tai Airlaid-paperista
- Saatavilla lankavahvistettuna, jolloin kestää kovempaa käyttöä
- Alapuoella oleva kosteudenpitävä PE-kalvo ja reunojen kosteussulut estävät ohivuodot tehokkaasti
- Helppo hävittää käytön jälkeen – ei pyykkiä



■ Abri-Bed Regular, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko (cm)	Imukyky	Kpl pkt/ltk
246610	Regular	2	80x140	290 ml	100/100
246611	Regular	2	80x175	365 ml	100/100
246612	Regular	2	80x210	435 ml	100/100

ABRI-BED CE

■ Abri-Bed Basic, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko (cm)	Imukyky	Kpl pkt/ltk
500050	Basic	2	80x140	225 ml	25/100
500051	Basic	2	80x170	250 ml	25/100
500052	Basic	2	80x210	300 ml	25/100

ABRI-BED CE

Kertakäyttöinen Abri-Bed

- Kattava valikoima kertakäyttöisiä suoja-lakanoita, jotka on valmistettu PE-muovista, pehmopaperista tai Airlaid-paperista
- Saatavilla lankavahvistettuna, jolloin kestää kovempaa käyttöä
- Alapuolella oleva kosteudenpitävä PE-kalvo ja reunojen kosteussulut estävät ohivuodot tehokkaasti
- Helppo hävittää käytön jälkeen – ei pyykkiä

■ Abri-Bed Comfort, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
4459	 Comfort	2	80x140	350 ml	100/100
246641	 Comfort	2	80x170	440 ml	25/100
246642	 Comfort	2	80x210	530 ml	100/100

ABRI-BED 

■ Abri-Bed Super Soft, airlaid, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
246720	 Super Soft	2	79x140	660 ml	100/100
246721	 Super Soft	2	79x170	800 ml	70/70
246722	 Super Soft	2	79x220	1 040 ml	50/50

ABRI-BED 

Kertakäyttöinen Abri-Bed

■ Abri-Bed Basic Plus, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Langat	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
500056	☐ Basic Plus	2	8	80x140	230 ml	25/100
500057	☐ Basic Plus	2	8	80x170	390 ml	25/100
500058	☐ Basic Plus	2	8	80x210	470 ml	25/100

Siniset polyesterilangat

ABRI♦BED C€

■ Abri-Bed Basic Plus, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Langat	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
500053	☐ Basic Plus	2	48	80x140	200 ml	25/100
500054	☐ Basic Plus	2	48	80x170	300 ml	25/100
500055	☐ Basic Plus	2	48	80x210	310 ml	25/100

Siniset polyesterilangat

ABRI♦BED C€

■ Abri-Bed Ultra Light, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Langat	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
246650	☐ Ultra Light	2	48	80x140	290 ml	25/100
246651	☐ Ultra Light	2	48	80x170	365 ml	25/100
246652	☐ Ultra Light	2	48	80x210	435 ml	25/100

Siniset polyesterilangat

ABRI♦BED C€

■ Abri-Bed Light, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Langat	Koko [cm]	Imukyky	Kpl pkt/ltk
246670	☐ Light	3	48	80x140	440 ml	100/100
246671	☐ Light	3	48	80x170	550 ml	25/100
246672	☐ Light	3	48	80x210	650 ml	25/100

Siniset polyesterilangat

ABRI♦BED C€

Kertakäyttöinen Abri-Cell

- Kattava valikoima erikokoisia kertakäyttöisiä paperivuodesuojia eri imukykyluokissa
- Monikerroksinen rakenne (6–12 kerrosta)
- Pehmeä kuitukangaspinta
- Kosteudenpitävä alapuoli (PE) ja saumatut reunat estävät ohivuodot
- Helppo hävittää käytön jälkeen – ei pyykkiä



Kertakäyttöinen Abri-Cell

■ Abri-Cell, vuodesuoja, pehmopaperi, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko (cm)	Imukyky	Kpl pkt/ltk
4176	■ Abri-Cell	6	40x60	300 ml	25/400
330225	■ Abri-Cell	6	60x60	550 ml	25/300
4177	■ Abri-Cell	6	60x90	650 ml	25/150

ABRI-CELL C€

■ Abri-Cell, vuodesuoja, pehmopaperi, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko (cm)	Imukyky	Kpl pkt/ltk
330220	■ Abri-Cell	8	30x60	350 ml	30/360
330221	■ Abri-Cell	8	30x70	400 ml	30/360
330222	■ Abri-Cell	8	40x60	450 ml	25/300
330223	■ Abri-Cell	8	60x60	650 ml	30/240
330224	■ Abri-Cell	8	60x90	800 ml	25/100

ABRI-CELL C€

■ Abri-Cell, vuodesuoja, pehmopaperi, kuitukangas, PE



Art. no.	Tuote	Krs	Koko (cm)	Imukyky	Kpl pkt/ltk
330226	■ Abri-Cell	10	60x60	850 ml	25/100
330227	■ Abri-Cell	10	60x90	950 ml	25/100
330228	■ Abri-Cell	12	60x90	1 150 ml	25/100

ABRI-CELL C€

Kertakäyttöinen Abri-Clinic

- Laaja valikoima kertakäyttöisiä tutkimuspöytäkreppejä PE-kalvolla tai ilman
- Saatavilla eripaksuisina, -levyisinä ja -pituisina
- Repäisyypinta helpottaa käyttöä
- Yhdelle tutkimuspöytäkrepeistä on myönnetty EU-ympäristömerkki
- Helppo hävittää käytön jälkeen



Kertakäyttöinen Abri-Clinic

■ Abri-Clinic, pehmopaperi



Art. no.	Tuote	Koko (cm x m)		Arkit	Kpl pkt/ltk
		WxL			
4605	☐ Repäisypinta	50x50		132	1/9
4606	☐ Repäisypinta	50x150		395	1/6

Care.Ness



■ Abri-Clinic, pehmopaperi, PE



Art. no.	Tuote	Koko (cm x m)		Arkit	Kpl pkt/ltk
		WxL			
4614	☒ Repäisypinta, PE	50x65		171	1/6
4615	☒ Repäisypinta, PE	60x65		171	1/6
4616	☒ Repäisypinta, PE	70x65		171	1/6

■ Abri-Clinic, annostelija



Art. no.	Tuote	Materiaali	Koko	Kpl pkt/ltk
2575	Annostelija	Metalli	Leveys 65 cm	1/1

■ Patjansuojus



Art. no.	Tuote	Materiaali	Koko (cm)		Kpl pkt/ltk
			PxLxK		
4405	☒ Patjansuojus	PE	210x90x20		10/100



[illegible]

Muistiinpanot

[illegible]



Abenan toimintakonsepti

Oma inkontinenssituotteiden tuotantomme tarjoaa hyvän pohjan terveydenhuollon kumppaneillemme. Valitsemalla muita tuotteita Abenan laajasta valikoimasta kumppanimme voivat rakentaa täysin omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tarvikekonseptin.