



ABENA®

ABENA®
Slip
Premium

NOVO

ABENA Slip FLEXI FIT Premium

Prožnost in udobno prileganje

Preizkusite hlačne predloge ABENA Slip v novi, prožni različici. Poimenovali smo jih FLEXI FIT, ker sledijo gibanju vašega telesa. Dodatni prožni pas, vgrajen v stranske trakove, zagotavlja tesno in udobno prileganje, ki ustreza vsem oblikam postave in zagotavlja visoko zaščito pred iztekanjem. Udobne za nošenje podnevi in ponoči.

Preprosta uporaba

Nameščanje izdelka je izjemno preprosto, saj prožni bočni predel zagotavlja popolno prileganje.

Popolno prileganje za vse oblike postave

Prilagodljiv bočni predel pasu in elastika v pasu na hrbtnem predelu omogočata prijetno nošenje in udobno prileganje, primerno za vse oblike postave, ter zagotavljata visoko zaščito, tudi med gibanjem.

Zdravo ravnoesje kože

Suha in prijetna površina vpojnega jedra pomaga ohranяти pH kože v naravnem ravnoesju in preprečuje njeno draženje. Kombinacija 100-odstotne zračnosti, zaščite pred iztekanjem in funkcije Top-Dry.

Prepričali smo uporabnike!

>95%

uporabnikov potrjuje preprosto uporabo in popolno prileganje.*

>90%

uporabnikov ocenjuje izdelek kot zelo prilagodljiv, celo med gibanjem.*

>92%

uporabnikov ne občuti nikakršnega draženja kože.*

* Preizkušanje je bilo opravljeno na več kot 3500 izdelkih v štirih evropskih državah.

**Za več informacij
skenirajte kodo**





Specifikacije

Številka izdelka	Velikost	Obseg bokov	Vpojnost v ml po Rothwellovi metodi	Raven kakovosti	Kosov v zavitku/ Kosov v kartonu
1000020859	M-L1	70-120 cm	1800 ml	Premium	27 / 108
1000020860	M-L2	70-120 cm	2400 ml	Premium	25 / 100
1000020861	M-L3	70-120 cm	3000 ml	Premium	23 / 92
1000021166	M-L4	70-120 cm	3400 ml	Premium	21 / 84
1000020863	L-XL1	110-170 cm	2300 ml	Premium	25 / 100
1000020864	L-XL2	110-170 cm	2900 ml	Premium	22 / 88
1000020865	L-XL3	110-170 cm	3200 ml	Premium	20 / 80
1000021167	L-XL4	110-170 cm	3800 ml	Premium	18 / 72

